



# 障害のある子どもから大人まで 生活向上のための福祉用具・リハビリ機器

リフトン社は、1977年アメリカで創業以来、心身に何らかの障がいのある方、生活に不便な状況のある方々のため、高品質な製品を提供しています。設計・製造・販売・アフターサービス、全ての段階で、世界中の利用者とセラピストの意見を取り入れ、製品作りに活かしています。



調節式歩行訓練車 リフトン ペーサー p.2



## 歩行練習 …… p.2

- ペーサー ● ペーサー (電動)

## リフト・歩行練習 …… p.4

- トラム

## 起立保持 …… p.5

- モービルスタンダー ● スタンダー

## 座位保持 …… p.6

- アクティビティチェア ● アンカー

## 入浴補助 …… p.7

- ウェーブ ● HTS

## 屋外レクリエーション機器 p.8

- トライサイクル 2



訓練用三輪車 リフトン トライサイクル 2 p.8

# 歩くことが楽しくなると、 もっともっと歩きたくなる!

## 調節式歩行訓練車 リフトン ペーサー

- 独自のダイナミック機構により、体幹保持を行いながら、自然な骨盤の動きを実現します。
- 多機能車輪（標準装備）に加え、多彩なオプションを組み合わせることで、一人ひとりの身体状況にマッチした歩行練習・歩行支援が行えます。



最大荷重  
XS: 23kg  
S: 34kg  
M: 68kg  
L: 91kg  
XL: 113kg



ライム    ピンク  
ブルー    レッド

### ダイナミックフレーム



自然な歩行パターンにあわせて  
上下左右に動きます。

フレームが上下に動く!?  
動画はこちら▶



### 自在に動く車輪

#### 旋回固定

車輪が旋回しないように向きを固定できます。

#### キャスターロック

車輪の回転を止めます。



#### 抵抗調節

車輪に抵抗をかけて急加速を防ぎます。

#### 後退防止

前方のみ進めるようになります。

適合サイズ（床から肘の高さ）からお選びください。



# 免荷量をデジタル表示! 効果的な歩行練習が可能!

## 免荷表示装置付歩行訓練車 リフトン ペーサー(電動)

■電動昇降機能と体幹サポートで、起立・着座・歩行練習が安全に行えます。

■ペーサーと同様の抵抗調節や後退防止機能を備えた多機能車輪を標準装備。別売オプションも豊富で、歩行レベルや目標に応じて使い分けられます。

[適合サイズ] 胸囲 56 ~ 140cm、身長 196cm 以下



最大荷重  
160kg



免荷表示

ライムのみ



介助者1人でも  
起立・歩行練習が行える!

体幹サポートで利用者を保持し、電動で昇降範囲 66.5cm。  
1人の介助者で安全・簡単に起立、着座、歩行練習を!



83.5~150cm



※写真は、オプションの歩行用サドルと介助者用ハンドルを使用。

# 抱え上げずに移乗ができる 多機能リフト!

## 床走行多機能リフト リフトン トラム

■ 電動昇降機能と体幹サポートで座位移乗、起立・着座、歩行練習が安全に行えます。

■ 座位姿勢のまま、ベッド上端座位～車いす～トイレなどの移乗ができます。


[適合サイズ] 胸囲 56 ~ 140cm、  
身長 193cm 以下



最大荷重  
160kg



グレイのみ



### 1台3役の優れたもの!

移乗リフトとして



立ち座りの補助や  
練習に



歩行練習に



# 立位姿勢で、広がる視界と新しい体験!

立位車いす

## リフトン モービルスタンダー



■大きなホイール（車輪）を動かし、立位姿勢のまま、車いすのように移動できます。

[適合サイズ(身長)] XS サイズ 64 ~ 81cm、  
S サイズ 76 ~ 102cm、M サイズ 94 ~ 132cm、  
L サイズ 122 ~ 165cm

最大荷重  
XS-S: 23kg  
M: 54kg  
L: 79kg



▲ホイールを取り外しての使用もできます。

- ライム
- ピンク
- ブルー



立位姿勢のまま  
自分で移動する喜びを!

起立保持具

参考出展

## リフトン スタンダー

■モードを切り替え、2つ仕様を身体状況に合わせて  
選択できます。

スーパインモード

背臥位方向の  
立位練習に。

プローンモード

腹臥位方向の  
立位練習に。



背臥位・腹臥位方向への  
立位練習ができる!

# 活動性を高める 姿勢保持を実現!

調節式姿勢保持チェア

## リフトン アクティビティチェア



最大荷重  
S: 34kg  
M: 68kg  
L: 113kg

■ティルト・リクライニング機能（標準装備）により体幹を後傾させた安楽姿勢だけでなく、体幹を前傾させた活動的な座位姿勢がとれ、体幹保持力やヘッドコントロールの向上につながります。

■スプリング付の背もたれや座面を選択すれば、からだを前後に揺らすロッキング時にも快適。



▲スタンダードタイプの一例。



[適合サイズ(身長)] Sサイズ 81 ~ 122cm、Mサイズ 102 ~ 142cm、Lサイズ 127 ~ 188cm

	レッド		ベージュ
	ブルー		ピンク
	パープル		グリーン

◀スタンダードタイプ  
本体のみの一例。  
写真の組み合わせは、スタンダード背もたれ、ティルトスプリングベース+ショート脚、アームレスト標準タイプ、シート M サイズ。



▲ハイロータイプの一例。

## 上肢安定補助 リフトン アンカー

- テーブルやトレイなどに吸盤で簡単取付!
- グリップを握ったり、腕置きに前腕を固定し、姿勢を安定。



▲ハンドアンカー



▲エルボーアンカー



▲グラブパー



▲水平アンカー



▲アームアンカー



▲リストアンカー

# 安全な「入浴」と「トイレ」を実現！

## 洗身チェアユニット リフトン ウェーブ



■背もたれ・座面・足載せ角度を調節し、安楽姿勢でシャワー浴ができます。

【適合サイズ(身長)】

Sサイズ 76～117cm、Mサイズ 102～142cm、  
Lサイズ 127～188cm

最大荷重  
S: 34kg  
M: 68kg  
L: 113kg

ブルー  
ピンク



ご自宅で  
負担なく、シャワー浴！

## シャワー & トイレ用チェアユニット

### リフトン HTS



■シャワーチェアとしても排泄補助用具としても使えるチェアユニット。

■座面奥行など豊富な調節機能と様々な身体保持オプションにより、成長や身体状況の変化にも対応できます。

最大荷重  
S: 34kg  
M: 68kg  
L: 113kg

【適合サイズ(身長)】

Sサイズ 76～117cm、  
Mサイズ 107～142cm、  
Lサイズ 127～188cm



※Lサイズのフットボードの最大荷重は68kg。



個々に合わせた座位で  
排泄できる喜びを！

# 「遊び」で「リハビリ」を実現!

新製品

## 訓練用三輪車 リフトン トライサイクル 2

- デザインや調節機能が一新。
- 身体状況に合わせて、ハンドルや背もたれを選択・調節。体幹を保持して、安心して乗れる三輪車です。
- 楽しみながら関節可動域、下肢筋力、バランス能力、視空間認知の向上に。

楽しくて  
いつまでも乗り続けたいくなる!

最大荷重  
M: 113kg  
L: 140kg



【適合サイズ(股下)】  
M 48 ~ 71cm、  
L 64 ~ 97cm

※股下の長さは、脚を伸展させた時にシートからペダルまで楽に届く長さです。

標準色  
ティール

特注色  
レッド

ブルー



### 抵抗調節



ペダルにかかる負荷調節と、パーキングブレーキをかけることができます。

### 背もたれ調節



垂直方向だけでなく、後方に7度、15度の2段階に角度調節ができます。

### カーボンベルト



錆びたり伸びることがなく、通常のチェーンと比較して5倍長持ちします。

### シート調節



シートの前後位置を調節できます。

**ABILITIES** アビリティーズ  
<https://www.abilities.jp/>

(無料通話) やさしいようぐを  
**0120-834490**

—お近くの営業所につながります—

アビリティーズ・ケアネット株式会社  
【本社】〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル1階

【営業所】札幌市/仙台市/栃木市/川口市/渋谷区/葛飾区/武蔵野市/八王子市/船橋市/横浜市/平塚市/松本市/名古屋市/新潟市/金沢市/大阪市/和泉市/西宮市/広島市/福山市/北九州市/福岡市 [現地法人] 台北市 (台湾)

※商品の外観、仕様等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

※禁無断転載・複写 ※このチラシの記載内容は2025年4月のものです。

25-04-006-2XX.0001