

# 施設や病院での 歩行訓練をもっと安全に。



ハンドルの高さ調節が簡単にできる

パーキングブレーキつき

安定の6インチキャスター

腰ベルトを装着して使用します。

腰ベルトはバックルで簡単装着。サイズ調整もできてより安全に歩行訓練ができます。



サドルの高さ調節が簡単にできる

誰でも簡単。ツールフリーでピンの抜き差しをするだけで調節できます。



膝折れしても転ばないサドル。

座るためのサドルではありません。立った状態でお尻が軽くふれる程度の高さに調整してください。

オプション

肘パッド  
あります



※折りたたみ機構とハンドブレーキがないため、屋外や斜面での使用は想定していません。

12月頃発売予定  
価格未定

転びにくいリハビリ用の歩行器

ころぼざー Reha



製造販売元


 株式会社コーヤシステムデザイン

〒194-0212 東京都町田市小山町 142-1  
TEL : 042-798-4644 FAX : 042-798-4645

MAIL : info@koya-sys.com WEB : http://www.koya-sys.com/



Instagram



販売代理店