

E | m90

洗練された スタイリッシュなパワーを
あなたの 手動車いすに

ホイール追加型 軽量 電動アシスト

途切れない電力統合

M90は、手動車いす用のホイール追加型 電動アシストです。完全一体型のハブ設計は、途切れることのない電力を提供し、余分な構成部品やワイヤーが車体にぶら下がることなく、車いすをすっきりとコンパクトに保ちます。

ワイヤレス コントロール

ワイヤレスコントローラーは、クイックリリース フレーム取り付け、または太もものストラップのいずれかを使って、お好みの位置に取り付けてください。

あなたのお好きな方法で操作できる

スイッチひとつで、M90電動アシストが作動します。またはクリックして、フリーモードに切り替えて、抵抗ゼロの手動走行にすることもできます。

タイヤとハンドリムは、お好きな物をお使い頂けます。

クイック リリース ホイールの着脱方法は、標準ホイールと同様です。

安全、簡単、そして賢い

地形調整、クルーズ コントロール、下り坂スピード コントロールにより、M90での運転は安全でシンプル、かつ直感的なものとなっています。

着脱可能なバッテリー

車いすにM90を付けたまま、バッテリーだけ外して充電できます。予備のバッテリーの使用で走行距離をさらに伸ばせます。

このクラスでは断トツの軽さ

コンパクトで軽量なM90は、全部の部品を含めて わずか12kg - 除外部品はありません！各ホイールの重量はバッテリー込みで わずか5.9kg

詳しくはこちら:



M90 動画



M90 ウェブサイト



製品仕様

製品仕様	
耐荷重	120 kg
後輪サイズ	540 mm (24")
バッテリー走行範囲 ¹	15 km
最大安全傾斜角度	6°
デバイス総重量	12 kg
各ホイール、バッテリー含む	5.9 kg
各ホイール、バッテリーなし	5.3 kg
各バッテリー重量	0.6 kg
フレーム互換性	折りたたみ式フレーム 固定式フレーム
最大速度	6 km/h
電子機器	Bluetooth / ワイヤレス
バッテリー 飛行機での旅 ²	リチウムイオン (<100W 危険物制限)
モーター	150 W / 24 V

1. 走行距離は、路面、利用者の体重、運転行動、気温、地形に左右されます。
2. 最新の規定については、必ずご利用の航空会社にご確認ください。

警告

電動アシスト装置を使用することで、重心位置(COG)や車いすの乗り方が変わることがあります。転倒や転落のリスクを軽減するため、転倒防止チューブの使用やその他の必要な調整を含め、車いすの適切な設定について医療従事者にご相談ください。

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

お問い合わせ : info@sunrisemedical.jp

詳しい詳細、仕様、オプション、アクセサリについてはオーダーフォームをご確認ください。全ての情報は予告なしに変更する場合があります。ご不明な点は、サンライズメディカルにご相談ください。



視覚に障がいのある方は、PDFでもご覧いただけます。
<https://sunrisemedical.jp/>



<https://sunrisemedical.jp/>



MK-130153-AU Rev.2 ©06.2024



2025_V1

