ペットボトルのフタ
開けられますか？

ねじり
＋
リハビリ

両手を使い「ねじ」を回して『ねじり』のリハビリ

上肢機能リハビリ用器具

ねじリハ　シリーズ


両手ねじねじ（木製）



- 単純作業でなじみやすい
- 簡単準備でスペースいらず
- 五感に働きかける木の魅力

木製ボード（本体）に 15 個の穴が開いており、片側から「ねじ」を入れ、逆側から「ナット」で固定する構造・仕様です。持ち運びに便利な溝ハンドル付きで、付属の「ねじ」は白色、「ナット」は黒色で視覚的なリハビリも可能です。

作業療法の調査や研究において日常生活での『ねじり』動作の必要性が報告されています。



製品内容	本体：1 台　/　ねじ：15 個 ナット：15 個　/　ねじケース：1 個		
寸法	幅 150×奥行 305×高さ 232mm		
重量	約 900g	材質	サクラ
ねじ持ち手	ASA/PP	ねじ	ステンレス

橋本螺子株式会社（はしもとらし）

〒435-0028　静岡県浜松市中央区飯田町 155

TEL 053-461-5012 / FAX 053-464-1659

www.hashimoto-neji.co.jp

（メディカル事業部 ： 医療機器製造業登録）